

PARALELAS GRADUABLES EN ANCHO

Por su construcción totalmente metálica y la sección del material empleado, estando las placas base lastradas, se ha conseguido una gran estabilidad.

La altura de las bases de suelo se ha reducido al máximo, facilitando el paso a la zona de marcha.

Graduable en altura mediante pasadores que quedan ocultos en las columnas superiores.

Ancho graduable hasta quedar plegadas.

Nos permite graduar su anchura de 60 a 100 cm.

Remates en cromo y poliéster.

Longitud 350 cm.

PARALLEL BARS (ADJUSTABLE WIDTH)

Same characteristics as model F.51, with adjustable width: from 60 cms. to 100 cms.

A high degree of stability is ensured with the metal frame of the apparatus, the material used and a weighted base.

The height of the base off the floor has been reduced to a minimum to allow for easy access.

Height can be adjusted using pins that remain hidden on the upper part of the columns. (Height 68-98 cms.)

Adjustable width (can be folded up).

Chrome and epoxy finish.

Length: 350 cms.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ASSEMBLY MANUAL

F.51-B



Última revisión 17/06/2014

COMPONENTES/COMPONENTS




RECOMENDACIONES DE USO / RECOMMENDATIONS FOR USE

Debe instalarse paralelamente a una de las paredes del gimnasio pero a suficiente distancia como para que el fisioterapeuta pueda moverse mientras camina con el paciente. Se colocará un espejo en la pared en uno o ambos extremos de modo que el enfermo pueda verse y coordinarse deambulando. Pasada esta fase de deambulación podremos continuar con rampa y escalera.

Siga cuidadosamente todas las instrucciones dadas por su médico, fisio o terapeuta para el uso del producto.


Must be installed in parallel to the walls of the gym but at enough distance so that the physiotherapist can move while the patient is walking. It will be place a mirror on the wall in one or both ends so that the patient might see himself and coordinated wandering. Passed this stage of wandering we can continue with ramp and stairs.

Follow carefully all instructions given by your doctor, physio or therapist for the use of the product.





1. Las paralelas se suministran con los tubos tinteros (E) en las bases lastradas. Colocar las bases lastradas a una distancia de 2500mm.

1. The parallels are supplied with the vertical tubes (E) assembled in the weighted bases. Place the weighted basis at a distance of 2500mm.




2. Situar los tubos A y B (2600MM de largo) haciendo coincidir los taladros de los extremos sobre los de la base lastrada (E). Fijar mediante los 4 pomos C (M-10) los tubos a la base, girando los pomos en el sentido de las agujas del reloj.

2. Place the tubes A and B (2600mm long) aligning the holes on the ends with the holes in the weighted base (E). Attach the tubes to the base by the 4 knobs C (M-10), turning the knobs clockwise.



3. Situar las clavijas especiales cromadas D en los tubos que gradúan la altura (detalle 1) introduciendo la varilla de la clavija en el taladro deseado, existen 7 taladros con una separación de 50mm. Introducir los tubos E (585mm) en cada tubo guía F.

3. Place the special chrome pegs D in the tubes which adjust the height (detail 1) by placing the rod of the peg in the desired hole; there are 7 holes with a separation of 50mm. Place the tubes E (585mm) in each guide tube F.



4. Situar los pasamanos G y H (3500mm) que gradúan la anchura de la paralela en los tubos guías E asegurándolos mediante los 4 pomos I M-10 suministrados.

4. Locate the handrails G and H (3500mm), which graduated the width of the parallel in the guide tubes, which graduated the height E, securing them through the 4 knobs supplied M-10.



APARATOS Y DISPOSITIVOS
PARA APLICACIONES TERAPEUTICAS

ORTOTEC莎

ORTOTEC莎, S.L.
C./Peña de Francia, 8 (28500) Arganda del Rey
MADRID (España)
Tlf: +34 918 719 132 / Fax: +34 918 719 323
E-mail: info@ortotecs莎.com
Web: www.ortotecs莎.com