

PARALELAS PLEGABLES Y GRADUABLES ADULTOS - F.51 / INFANTIL - F.55N

Por su construcción totalmente metálica y la sección del material empleado, estando las placas base lastradas, se ha conseguido una gran estabilidad.

La altura de las bases de suelo se ha reducido al máximo, facilitando el paso a la zona de marcha.

Graduable en altura mediante pasadores que quedan ocultos en las columnas superiores.

Ancho graduable hasta quedar plegadas.

Remates en cromo y poliéster.

F.51 Longitud 350 cm.

F.55N Longitud 250 cm.

ADJUSTABLE AND BENDING PARALLEL BARS ADULTS – F.51 / CHILDREN – F.55N

A high degree of stability is ensured with the metal frame of the apparatus, the material used and a weighted base.

The height of the base off the floor has been reduced to a minimum to allow for easy access.

Height can be adjuste using pins that remain hidden on the upper part of the columns.

Adjustable width (can be folded up).

Chrome and epoxy finish.

F.51 Length: 350 cms.

F.55N Length: 250 cms.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ASSEMBLY MANUAL



Última revisión 17/10/2014

COMPONENTES/COMPONENTS




RECOMENDACIONES DE USO / RECOMMENDATIONS FOR USE

Debe instalarse paralelamente a una de las paredes del gimnasio pero a suficiente distancia como para que el fisioterapeuta pueda moverse mientras camina con el paciente. Se colocará un espejo en la pared en uno o ambos extremos de modo que el enfermo pueda verse y coordinarse deambulando. Pasada esta fase de deambulaci3n podremos continuar con rampa y escalera.

Siga cuidadosamente todas las instrucciones dadas por su m3dico, fisio o terapeuta para el uso del producto.

Must be installed in parallel to the walls of the gym but at enough distance so that the physiotherapist can move while the patient is walking. It will be place a mirror on the wall in one or both ends so that the patient might see himself and coordinated wandering. Passed this stage of wandering we can continue with ramp and stairs. Follow carefully all instructions given by your doctor, physic or therapist for the use of the product.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS




1 Las paralelas se suministran con los tubos tinteros en las bases lastradas. Colocar las bases lastradas a la distancia indicada en la sección de medidas de cada paralela.

1 The parallels are supplied with hollow tubes in the weighted basis. Place the weighted basis at the distance indicated in the measure section of each parallel.




2 Situar los pasamanos dentro de los tubos tinteros y seleccionar la altura deseada introduciendo las clavijas en los agujeros correspondientes. (Ver detalle).

2 Place the handrails inside the hollow tubes and select the desired height inserting the plugs in the appropriate holes (see detail)




3. Para plegar las paralelas hacerlo en el sentido de las flechas según se muestra, llevando el pasamanos A hacia el pasamanos B.

3 To fold the parallels do it in the direction of the arrows as shown, bringing the handrail A into the handrail B.



MEDIDAS / SIZES:



F.51

F.55N

